

LUVA LATEX MULTIUSO SUPERPRO AZUL P

**CÓDIGO**

REF: 13000AZ/4P

Medidas: 12cm x 30cm**Medidas da Caixa:** 270 x 265 x 170 mm**Código de Barras:** 7898509289629**Quantidade:** 48**Código de Barras da Caixa:** 17898509289626**Peso Bruto:** 45,8g**Classificação Fiscal:** 40151900**Volume:** 253,406**Composição:** Látex**Indicação de Uso:** Indicado para proteção das mãos ao contato com produtos químicos**EAN:** 7898509289629**Dun:** 17898509289626**Material:** latex natural, revestimento interno com flocos de algodão**Bruto:** 0,058kg**Líquido:** 0,046kg**Dimensões:** 27 x 26,5 x 17,5cm**Especificações técnicas:** espessurar: 0,40mm, c.a: 40314. punho com acabamento em virola, Proteção das mãos, aprovada pelas Normas MT-11:1977, Resistência Química: Classe A – Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B – Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares e Classe C – Tipo 3: Álcoois, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas e Tipo 6: Ácidos Orgânicos; EN 388:2003. Resistência Mecânica: Abrasão, Corte, Rasgamento e Perfuração e EN 420:2003**Quantidade por embalagem:** 48 pares**Cubagem:** 12163cm³**Dimensões da embalagem:** 27 x 26,5 x 17,5cm**Aplicação:** Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas antes de calçar as luvas. Dobre os punhos para evitar que produtos químicos escurram para os braços. Lave a luva antes de retirá-las. Deixe as luvas para secar em local seco e arejado, protegido de luz e fontes de calor, com os punhos para baixo. Certifique-se que o interior da luva esteja seco antes de reutilizá-las. Lave as luvas regularmente com detergente neutro para evitar dermatose e infecções. Não reutilize luvas danificadas. Conservação: guardar as luvas com o detergente.**Paletização:** 7200 peças**Validade:** 1825 dias**Observações:** azul*linha completa*